## СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЯДЕРНЫХ МОМЕНТОВ.

# 1. Вычисление магнитных моментов ядер по сверхтонкому расщеплению уровней.

Сверхтонкое расщепление уровней энергии электронов, наблюдаемое в спектрах испускания и поглощения, обусловлено взаимодействием полного магнитного момента электронной оболочки со спиновым моментом ядра, обусловленным векторной суммой спиновых моментов составляющих его протонов и нейтронов.

Как известно из классической электродинамики, электрон, вращающийся по круговой орбите и характеризуемый механическим орбитальным моментом  $\vec{P}$ , имеет также магнитный момент

$$\vec{\mu} = \frac{1}{2c} \left( \frac{e}{m} \right) \vec{P} \tag{1}$$

где  $\frac{e}{m}$  - отношение заряда электрона к его массе.

Это соотношение между механическим и магнитным моментами сохраняется и в квантовой механике для орбитального движения электронов. Механический момент орбитального движения выражается через соответствующее квантовое число следующим образом:  $P_l = \hbar \sqrt{l(l+1)}$ , в то время, как для магнитного момента справедливо выражение:  $\mu_l = \mu_0 \sqrt{l(l+1)}$ , где  $\mu_0 = \frac{\hbar}{2c} \left(\frac{e}{m}\right)$  - магнетон Бора.

Из спектроскопических и других экспериментальных данных (опыт Штерна-Герлаха) следует, что отношение магнитного момента к механическому для спина электрона вдвое больше, чем для случая орбитального движения. Таким образом, для спина электрона будем иметь:

$$\overrightarrow{\mu_s} = \frac{1}{2c} \left( \frac{e}{m} \right) \overrightarrow{P}_s \tag{2}$$

3десь  $P_s = \hbar \sqrt{s(s+1)}$  - механический, а  $\mu_s = \mu_0 \, 2 \sqrt{s(s+1)}$  - магнитный спиновый момент электрона.

Известно, что магнитное взаимодействие спинового и орбитального момента электронов приводит к тонкому расщеплению уровней энергии электронов в атоме, так что состояния, имеющие различные значения полного момента  $P_J = \hbar \sqrt{J(J+1)}$ , отличаются по энергии. Примером такой тонкой структуры может служить хорошо известный желтый дублет атома натрия.

Из-за различия гиромагнитных отношений для случая орбитального и спинового моментов электрона связь полных магнитного и механического момента электронной оболочки дается более сложным соотношением:

$$\mu_{J} = g(J) \frac{1}{2c} \left(\frac{e}{m}\right) P_{J} \tag{3}$$

где g(J) - множитель Ланде, даваемый выражением

$$g = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)} \tag{4}$$

По аналогии с формулой (3) связь собственного магнитного момента ядра  $\mu_{_I}$  с его механическим моментом  $P_{_I}$  может быть записана в виде:

$$\mu_I = g(I) \frac{1}{2c} \left(\frac{e}{M}\right) P_I \tag{5}$$

где  $e_M'$  - отношение заряда протона к его массе, а g(I) - множитель, аналогичный фактору Ланде и имеющий определенное значение для ядер данного сорта. В частности, для протона g(I) = 5,585. Величина  $\mu_{_{\mathit{ЯД}}} = \frac{\hbar}{2c} \left(\frac{e}{M}\right)$ 

носит название ядерного магнетона, и, как легко заметить,  $\frac{\mu_{\text{ЯД}}}{\mu_0} = \frac{m}{M} = \frac{1}{1836}$ , т.е. отношение магнетона Бора к ядерному магнетону равно отношению масс

протона и электрона. Причина такого различия в квантах магнитного момента для электронных и ядерных степеней свободы состоит в том, что заряды протона и электрона равны по абсолютной величине, а массы различаются существенно, поэтому при сравнимом механическом моменте магнитный момент протона гораздо меньше магнитного момента электрона.

Механический момент ядра выражается через соответствующее квантовое число I следующим образом:

$$P_I = \hbar \sqrt{I(I+1)} \tag{7}$$

Используя (5), (6) и (7) для магнитного момента ядра легко получить:

$$\mu_{I} = g(I) \mu_{\mathcal{A}I} \sqrt{I(I+1)}$$
(8a)

Согласно квантовой механике, непосредственно проявляется не сам магнитный момент  $\mu_I$ , а лишь его проекция на выделенное направление в пространстве, которая принимает значения  $\mu_{Iz}=m_Ig(I)\mu_{\mathcal{H}\mathcal{I}}$ , где  $m_I$  - магнитное квантовое число, принимающее значения  $m_I=+I,\;(I-I),\;\dots,\;-I.$  Следовательно, максимальное абсолютное значение проекции магнитного момента ядра на направление внешнего поля равно  $I\;g(I)\mu_{\mathcal{H}\mathcal{I}}$ . Это значение обычно и принимается за значение магнитного момента ядра и вместо формулы (8a) этот момент определяется соотношением:

$$\mu_{I} = Ig(I)\mu_{AII} \tag{86}$$

Было бы естественно допустить, что протон имеет магнитный момент, равный одному ядерному магнетону, однако опыт показывает, что для протона I=1/2, и g(I)=5.585, поэтому собственный магнитный момент протона оказывается равным  $2.7927\mu_{\mathit{ЯД}}$ .

Согласно векторной модели сложения моментов, полный механический момент атома является векторной суммой моментов ядра и электронной оболочки  $\overrightarrow{P_F} = \overrightarrow{P_I} + \overrightarrow{P_J}$  .

Взаимодействие магнитных моментов электронной оболочки и ядра приводит к изменению энергии электронного состояния:

$$\delta W = \mu_I H(0) \cos(\overrightarrow{P_I}, \overrightarrow{P_J}) \tag{9}$$

Здесь H(0)- напряженность магнитного поля, вызванного электронной оболочкой в том месте, где находится ядро.

Выражение (9) может быть переписано в виде:

$$\delta W = \frac{1}{2} A \left[ F(F+1) - I(I+1) - J(J+1) \right]$$
 (10)

где A — т.н. постоянная сверхтонкой структуры, которая определяет энергию взаимодействия магнитного момента ядра с магнитным полем, создаваемым магнитным моментом электронной оболочки в окрестности ядра:

$$A = \frac{\mu_I H(0)}{\sqrt{I(I+1)J(J+1)}}$$

Квантовое число F принимает все возможные значения в ряду  $I+J,I+J-1, \dots |I-J|$ .

Расстояние между подуровнями с квантовыми числами F+1 и F , выраженное в волновых числах, равно:

$$\delta \tilde{v} = \frac{\delta W_{F+1} - \delta W_F}{hc} = \frac{A(F+1)}{hc}$$

Для атома водорода и сходных с ним ионов, по расчетам Ферми, постоянная A равна:

$$A = \frac{2l(l+1)}{j(j+1)I} \overline{\left(\frac{1}{r^3}\right)} \mu_I \mu_0 \tag{11}$$

здесь r — расстояние от электрона до ядра, следовательно, величина  $\overline{\left(\frac{1}{r^3}\right)}$  обратно пропорциональна объему, занимаемому электроном в данном состоянии.

Решение уравнения Шредингера для атома водорода и водородоподобных ионов дает для этой величины:

$$\overline{\left(\frac{1}{r^3}\right)} = \frac{Z^3}{a_0^3 n^3 (l + \frac{1}{2}) l(l+1)}$$
(12)

где  $a_0 = \frac{\hbar^2}{me^2}$  - радиус первой боровской орбиты в атоме водорода.

Выражение (12) позволяет заключить, что постоянная сверхтонкой структуры A весьма быстро падает с ростом главного квантового числа n и орбитального квантового числа l, иначе говоря, величина сверхтонкого расщепления быстро уменьшается при увеличении объема электронной оболочки. Подставляя в формулу (10) значение  $\overline{\left(\frac{1}{r^3}\right)}$  из (12), можно получить следующее выражение:

$$A = \frac{hcR\alpha^{2}Z^{3}}{n^{3}(l+1/2)j(j+1)} \frac{g(I)\mu_{\text{MJ}}}{\mu_{0}}$$

где R — постоянная Ридберга,  $\alpha = e^2/\hbar c$  - постоянная тонкой структуры.

Приближенное выражение константы сверхтонкого взаимодействия A для валентных электронов атомов щелочных металлов можно получить в рамках полуклассической теории Бора-Зоммерфельда:

$$A = \frac{hcR\alpha^2 Z_i Z_a^2}{n^{*3} (l+1/2) j(j+1)} \frac{g(I)}{1836}$$

Здесь  $Z_a$  - эффективный положительный заряд, в поле которого движется электрон на той части орбиты, которая лежит вне атомного остова, а  $Z_i$  - эффективный заряд ядра на той части траектории электрона, которая проникает внутрь атомного остатка,  $n^*$ - эффективное квантовое число для данного состояния валентного электрона.

Для s-электрона атома щелочного металла l=0, j=1/2,  $Z_a$ =1 и  $Z_i$  приближенно может быть приравнено полному заряду ядра Z, откуда

$$A = \frac{8hcR\alpha^2 Z Z_a^2}{3n^{*3}} \frac{g(I)}{1836}$$
 (13)

Формула (12) позволяет по экспериментально измеренному значению величины A найти g(I). Далее, если известна величина квантового числа I, характеризующего момент данного ядра, по формуле (8б) определяется отношение магнитного момента ядра  $\mu_I$  к ядерному магнетону  $\mu_{\mathit{ЯЛ}}$ .

# 2.Экспериментальное определение параметров сверхтонкого расщепления спектральных линий.

Для измерения сверхтонкой структуры спектральных линий необходимо использовать спектральные приборы высокой разрешающей силы, поэтому в данной работе используется спектральный прибор с т.н. скрещенной дисперсией, в котором интерферометр Фабри-Перо помещен внутрь призменного спектрографа (см.рис.1).




Рис.1

При этом дисперсия призменного спектрографа достаточна для разделения спектральных линий испускания, обусловленных переходами валентного электрона в атоме щелочного металла, но совершенно недостаточна для разрешения сверхтонкой структуры каждой из этих линий. Поэтому при использовании только призменного спектрографа мы получили бы на фотопластинке обычный спектр испускания, в котором сверхтонкая структура спектральных линий не была бы разрешена.


Интерферометр Фабри-Перо позволяет получить в пределах каждой спектральной линии интерференционную картину, представляющую собой последовательность интерференционных колец. Угловой диаметр этих колец  $\theta$ , как известно из теории интерферометра Фабри-Перо, определяется соотношением толщины воздушного слоя эталона t и длины волны  $\lambda$ :

$$\cos\frac{\theta_k}{2} = k\frac{\lambda}{2t} \tag{1}$$

здесь k — порядок интерференции для данного кольца.

Таким образом, каждая спектральная линия представляет собой не просто геометрическое изображение входной щели, построенное оптической системой спектрографа в плоскости фотопластинки, каждое из этих изображений теперь оказывается пересеченным отрезками интерференционных колец. Если сверхтонкое расщепление отсутствует, то в пределах данной спектральной линии будет наблюдаться одна система колец, соответствующих различным порядкам интерференции.

Если же в пределах данной спектральной линии присутствуют две компоненты с различными длинами волн (сверхтонкое расщепление), то картина интерференции будет представлять собой две системы колец для длин волн  $\lambda$  и  $\lambda'$ , изображенных на рис.2 сплошными и пунктирными линиями соответственно.



Линейный диаметр интерференционных колец d в приближении малых углов связан с угловым диаметром  $\theta$  соотношением:  $d = \theta \times F_2$ , где  $F_2$ - фокусное расстояние объектива камеры спектрографа.

Получим выражения, связывающие угловые и линейные диаметры интерференционных колец с длиной волны излучения, формирующего картину интерференции в интерферометре Фабри-Перо.

В приближении малых углов  $\cos\frac{\theta_k}{2} \approx 1 - \frac{\theta_k^2}{8}$  и для двух длин волн  $\lambda$  и  $\lambda'$  условия интерференционного максимума k-ого порядка запишутся соответственно:

$$\theta_k^2 = 8 - k \frac{4\lambda}{t}, \qquad \theta_k'^2 = 8 - k \frac{4\lambda'}{t} \tag{2}$$

Отсюда для разности длин волн двух компонент получаем:

$$d\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{t}{4k} \left( \theta_k^2 - \theta_k'^2 \right) \tag{3}$$

Угловой диаметр (k+1)- го порядка длины волны определится соотношением:

$$\theta_{k+1}^2 = 8 - (k+1) \frac{4\lambda}{t} \tag{4}$$

Из (2) и (4) получаем: 
$$\frac{4\lambda}{t} = \theta_k^2 - \theta_{k+1}^2$$
 (5)

Исключая 
$$t$$
 из (3) и (5), получим: 
$$d\lambda = \frac{\lambda}{k} \frac{\theta_k^2 - \theta_k'^2}{\theta_k^2 - \theta_{k+1}^2}$$
 (6)

При малых углах порядок интерференции дается соотношением  $k = \frac{2t}{\lambda}$  (см.(1))

и равенство (6) принимает вид: 
$$d\lambda = \frac{\lambda^2}{2t} \frac{\theta_k^2 - \theta_k'^2}{\theta_k^2 - \theta_{k+1}^2}$$
 (7)

Переходя к волновым числам 
$$\tilde{v} = \frac{1}{\lambda}$$
, получим  $d\tilde{v} = \frac{1}{2t} \frac{\theta_k^2 - \theta_k'^2}{\theta_k^2 - \theta_{k+1}^2}$  (8)

или, в окончательном виде запишем формулу, выражающую разность волновых


чисел двух компонент через линейные диаметры колец: 
$$d\tilde{v} = \frac{1}{2t} \frac{d_k^2 - d_k'^2}{d_k^2 - d_{k+1}^2}$$
 (9)

Теперь для определения  $d\tilde{v}$  нам необходимо измерить линейные диаметры двух систем интерференционных колец для двух компонент сверхтонкой структуры внутри исследуемой спектральной линии. Для повышения точности определения  $d\tilde{v}$  имеет смысл измерять диаметры колец, начиная со второго и кончая пятым. Дальнейшие кольца расположены тесно друг к другу и погрешность определения разности квадратов диаметров колец растет очень быстро. Усреднять можно всю правую часть (9), или отдельно числитель и знаменатель.

## 3. Определение ядерного магнитного момента.

В настоящей работе предлагается определить величины расщепления основного состояния  $5^2S_{1/2}$  стабильного изотопа  $\mathrm{Rb}^{87}$  по сверхтонкому расщеплению линий дублета рубидия  $6^2P_{1/2}-5^2S_{1/2}$  и  $6^2P_{3/2}-5^2S_{1/2}$ . Схема переходов и сверхтонкое расщепление основного  $5^2S_{1/2}$  состояния показаны на

рис.3. Сверхтонкое расщепление возбужденных состояний  $6^2 P_{1/2}$  <sub>,3/2</sub> пренебрежимо мало (подумайте, почему?).



По измеренной вами величине сверхтонкого расщепления  $d\tilde{v}$  надо рассчитать величину постоянной сверхтонкой структуры A. Затем, используя приближенное выражение  $A = \frac{8hcR\alpha^2Z~Z_a^2}{3n^{*3}} \frac{g(I)}{1836}$ , (13)

следует найти множитель g(I) для  $\mathrm{Rb}^{87}$ , после чего определить отношение  $\mu_{I}/\mu_{g_{II}}$  .

При вычислениях следует использовать следующие значения постоянных, входящих в (12):  $\alpha^2 = (1/137)^2 = 5,324 \times 10^{-5}$ ,  $n^* = 1,80$ , Z = 37,  $Z_\alpha = 1$ , R = 109737cm<sup>-1</sup>, I = 3/2, J = 1/2.

# 4. Порядок работы и практические указания.

Экспериментальная установка состоит из спектрографа ИСП-51, внутри которого, между объективом коллиматора и призменной системой установлен интерферометр Фабри-Перо ИТ-51-30. Интерференционные кольца внутри спектральных линий испускания получаются в главной фокальной плоскости объектива камеры и фотографируются на фотопластинку.

Источником излучения является шариковая газоразрядная лампа, в которой зажигается высокочастотный разряд. Высокочастотный генератор собран на лампе 6Н6П и питается от стабилизированного выпрямителя УИП-1.

Работа выполняется в следующем порядке:

- 1. Зажечь высокочастотный разряд в шариковой газоразрядной лампе.
- 2. Установить источник света и линзу на ось коллиматора спектрографа. Проверить установку интерферометра.
- 3. Сфотографировать на пластинку интерференционные кольца на линиях дублета главной серии  $Rb^{87}$ .
- 4. Измерить диаметр интерференционных колец с помощью микроскопа МИР-12 и определить величину сверхтонкого расщепления  $d\tilde{v}$  для основного состояния атома  $Rb^{87}$ .
- 5. Определить отношение  $\mu_I / \mu_{\rm MZ}$  для  ${\rm Rb}^{87}$ .

## ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОТЧЕТУ.

### Отчет должен содержать:

- 1. Оптическую схему установки.
- 2. Таблицу измерений диаметров интерференционных колец с указанием погрешности.
- 3. Величину сверхтонкого расщепления  $d\tilde{v}$  нормального терма с указанием погрешности.
- 4. Схему термов Rb<sup>87</sup>.
- 5. Найденные значения A и g(I).
- 6. Величину отношения  $\mu_{I}/\mu_{g_{7}}$  для  $\mathrm{Rb}^{87}$ .

#### ЛИТЕРАТУРА

С.Э.Фриш «Оптические спектры атомов» с.521-550, ФИЗМАТГИЗ, 1963г.